

# BME REHABILITATION SESSION REPORT

Bệnh nhân: po | Phiên số: 1 | Ngày: 2026-06-26

## >> TỔNG QUAN PHIÊN TẬP

|                                                    |                                                           |                                                     |                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Thời gian phiên</b><br><b>3:39</b><br>phút:giây | <b>Tay yếu đóng góp</b><br><b>0.0%</b><br>bilateral ratio | <b>Lực bóp đỉnh</b><br><b>0.701</b><br>kg (tay yếu) | <b>Chỉ số mỏi cơ</b><br><b>331.4%</b><br>hiệu suất cuối/đầu<br>Ổn |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

## 1 & 2 Biên độ vận động (aROM)

## 3 Độ run (Tremor Index)


|                                                                 |                                                               |                                                             |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>ROM Pitch (Gập/Ngửa)</b><br><b>90.9°</b><br>[-46.2° → 44.8°] | <b>ROM Roll (Nghiêng)</b><br><b>92.5°</b><br>[-74.5° → 18.0°] | <b>Tremor Pitch</b><br><b>2.51</b><br>std (°)<br>Thấp = tốt | <b>Tremor Roll</b><br><b>2.22</b><br>std (°)<br>Thấp = tốt |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

## 4 & 5 Lực bóp yếu nhất: 0.001 kg


## 6 & 7 Bilateral + Fittig Mỏi: 331.4%

# ĐỒ THỊ KINEMATIC — Pitch / Roll / Grip / Joystick


## 1 · Góc Pitch — Gập/Ngửa cổ tay (Tay Phải)




## 2 · Góc Roll — Nghiêng cổ tay (Tay Phải)




## 4 · Grip (Bóp tay phải)



## Joystick (Tay Trái)




## Nút Bấm (Tay Trái)




PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU — Lực bóp tay yếu / Bilateral / Mỗi cơ


4 & 5 · Lực bóp tay yếu — TB: 0.021 kg Đỉnh: 0.701 kg (✓ Tốt)



6 · Phân bố hai tay (Bilateral) ≥40% tốt



7 · Fatigue: 331% (✓ Ổn)



Ngưỡng lâm sàng tham khảo (Mathiowetz et al., Bohannon 2006, Desrosiers 1995):  
aROM Pitch  $\geq 30^\circ$  = Tốt | Tremor  $< 3^\circ$  std = Kiểm soát tốt | FSR\_L mean  $\geq 0.10$  kg = Tốt | FSR\_L peak  $\geq 0.20$  kg = Tốt  
Bilateral: Tay yếu đóng góp  $\geq 40\%$  = Tốt | Fatigue  $\geq 75\%$  = Trong ngưỡng an toàn |  $< 50\%$  = Cần nghỉ ngơi  
Báo cáo này chỉ mang tính hỗ trợ — Kết luận lâm sàng cần bác sĩ phụ trách xác nhận.