

# BME REHABILITATION SESSION REPORT

Bệnh nhân: Benh\_Nhan | Phiên số: 1 | Ngày: 2026-06-05

## >> TỔNG QUAN PHIÊN TẬP

|                                                    |                                                            |                                        |                                                                     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Thời gian phiên</b><br><b>0:28</b><br>phút:giây | <b>Tỷ lệ vận động</b><br><b>16.4%</b><br>thời gian thực tế | <b>Tổng lần bóp</b><br><b>0</b><br>lần | <b>Chỉ số mỏi cơ</b><br><b>48.1%</b><br>hiệu suất cuối/đầu<br>⚠ Mỏi |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

### 1. Biên độ vận động (aROM)

### 2. Độ run (Tremor Index)

|                                                                   |                                                               |                                                             |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>ROM Pitch (Gập/Ngửa)</b><br><b>148.5°</b><br>[-15.4° → 133.1°] | <b>ROM Roll (Nghiêng)</b><br><b>82.1°</b><br>[-39.4° → 42.7°] | <b>Tremor Pitch</b><br><b>8.33</b><br>std (°)<br>Thấp = tốt | <b>Tremor Roll</b><br><b>4.44</b><br>std (°)<br>Thấp = tốt |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

### 3. Task Efficiency 28 giây

### 4. Grip Rate 0.0 lần/phút (0 lần tổng)

# ĐỒ THỊ KINEMATIC — Pitch / Roll / Grip / Joystick


## 1 · Góc Pitch — Gập/Ngửa cổ tay (Tay Phải)




## 2 · Góc Roll — Nghiêng cổ tay (Tay Phải)




## 4 · Grip (Bóp tay phải)



## Joystick (Tay Trái)




## Nút Bấm (Tay Trái)




## PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU — Hoạt động / Hai tay / Môi cơ


### 5 · Thời gian vận động thực tế



### 6 · Phân bố hai tay (Bilateral)



### 7 · Chỉ số Môi Cơ — Fatigue Index: 48% ⚠ Cần nghỉ!



Ngưỡng lâm sàng tham khảo: aROM Pitch  $\geq 30^\circ$  = Tốt | Tremor  $< 3^\circ$  std = Kiểm soát tốt | Active Ratio  $\geq 60\%$  = Tích cực | Fatigue  $< 50\%$  = Cần nghỉ ngơi  
Bilateral: Lý tưởng khi tay liệt đóng góp  $\geq 40\%$  thao tác.

Báo cáo này chỉ mang tính hỗ trợ — Kết luận lâm sàng cần bác sĩ phụ trách xác nhận.